





Společnost Madisson s.r.o. nabízí kompletní sortiment lehátek a stolů pro široké použití ve zdravotnictví a wellness.

Naše lehátka jsou ideální pro rehabilitaci, ortopedii, odborné ambulance, masážní a wellness studia a řadu dalších odborných pracovišť. Dodáváme vyšetřovací, terapeutická a masážní lehátka, Vojtovy stoly, trakční lehátka, lehátka pro lymfatickou drenáž, lehátka pro magnetoterapii a další aplikace. Nabízíme jednoduchá lehátka s pevnou výškou i složitější vícedílná s možností elektrického nastavení polohy.

Lehátka a stoly



Všechna lehátka byla vyvinuta tak, aby ovládání bylo co nejjednodušší a pacient měl co největší komfort.



ELEKTRICKÁ LEHÁTKA „MADISSON“ S PÁKOVÝM ZDVIHEM

Elektrická páková lehátka využívají ke zdvihu ložné plochy soustavu pák s elektrickým pohonem.

Lehátka disponují tuhou a stabilní konstrukcí s vysokou nosností a jsou zajímavá především poměrem cena/výkon.

- ▶ stabilní lehátka pro široké použití v řadě oborů
- ▶ rozměry (d × š) 200 × 70 cm (možné upravit dle přání)
- ▶ výška zdvihu nastavitelná elektromotorem (volitelně hydraulicky)
- ▶ rozsah zdvihu 49–91 cm regulovaný ručním ovladačem (volitelně nožním nebo rámovým)
- ▶ bezpečnostní kryt elektromotoru
- ▶ nosnost minimálně 170 kg
- ▶ hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů
- ▶ obličejový otvor s krytem v základní verzi
- ▶ velký výběr volitelného příslušenství, široký výběr barev
- ▶ hmotnost dle typu 50–70 kg

ELEKTRICKÉ LEHÁTKO PÁKOVÉ – DVOUDÍLNÉ


Polohovatelnost:



ELEKTRICKÉ LEHÁTKO PÁKOVÉ – TROJDÍLNÉ

- ▶ středová část polohovatelná do „A“ nebo do „V“ (za příplatek současně do „A“ i do „V“)
- ▶ možnost polohování do sedu

Polohovatelnost:




Volitelné příslušenství a vzorník barev viz str. 60

ELEKTRICKÉ LEHÁTKO PÁKOVÉ – PĚTIDÍLNÉ

- ▶ středová část polohovatelná do „A“ nebo do „V“ (za příplatek současně do „A“ i do „V“)
- ▶ trojdílný podhlavník s polohovatelnými područkami

Polohovatelnost:



ELEKTRICKÉ LEHÁTKO PÁKOVÉ PRO LYMFATICKOU DRENÁŽ

- ▶ vhodné pro aplikaci manuální i přístrojové lymfatické drenáže
- ▶ speciálně upravené područky s plynovou vzpěrou
- ▶ zvýšená nosnost
- ▶ rozsah zdvihu 52–91 cm

Polohovatelnost:



Volitelné příslušenství a vzorník barev viz str. 60

ELEKTRICKÁ LEHÁTKA „MADISSON“ S DVOURAMENNÝM ZDVIHEM

U dvouramenných lehátek je zdvih ložné plochy realizován pomocí dvou masivních ramen. Výhodou těchto elektricky polohovatelných lehátek je vysoce tuhá a stabilní konstrukce. Dvouramenná lehátka mají z nabízených lehátek největší rozsah zdvihu.

- ▶ stabilní lehátka pro široké použití v řadě oborů
- ▶ tuhá a stabilní konstrukce
- ▶ rozměry (d × š) 200 × 70 cm (možné upravit dle přání)
- ▶ výška zdvihu nastavitelná elektromotorem (volitelně hydraulicky)
- ▶ rozsah zdvihu 45–96 cm regulovaný ručním ovladačem (volitelně nožním nebo rámovým)
- ▶ nosnost minimálně 180 kg
- ▶ hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů
- ▶ obličejový otvor s krytem v základní verzi
- ▶ velký výběr volitelného příslušenství, široký výběr barev
- ▶ hmotnost dle typu 65–85 kg

ELEKTRICKÉ LEHÁTKO DVOURAMENNÉ – DVOUDÍLNÉ


Polohovatelnost:



ELEKTRICKÉ LEHÁTKO DVOURAMENNÉ – TROJDÍLNÉ

- ▶ středová část polohovatelná do „A“ nebo do „V“ (za příplatek současně do „A“ i do „V“)


Polohovatelnost:



ELEKTRICKÉ LEHÁTKO DVOURAMENNÉ – PĚTIDÍLNÉ

- ▶ středová část polohovatelná do „A“ nebo do „V“ (za příplatek současně do „A“ i do „V“)

Polohovatelnost:



Volitelné příslušenství a vzorník barev viz str. 60

ELEKTRICKÁ LEHÁTKA „MADISSON“ S NŮŽKOVÝM ZDVIHEM

Ložná plocha nůžkových lehátek se zdvihá po vertikále, čímž nedochází k jejímu vysouvání do strany. Tato lehátka jsou tedy elegantním řešením v případě nedostatku prostoru. Jejich další výhodou je možnost transportu díky zabudovaným kolečkům.

- ▶ stabilní lehátko pro široké použití v řadě oborů
- ▶ prostorově úsporná alternativa
- ▶ rozměry (d × š) 200 × 70 cm (možné upravit dle přání)
- ▶ jednoduchá manipulace s lehátkem díky transportním kolečkům (v základní výbavě)
- ▶ výška zdvihu nastavitelná elektromotorem (volitelně hydraulicky)
- ▶ rozsah zdvihu 58–100 cm regulovaný ručním ovladačem (volitelně nožním)
- ▶ nosnost minimálně 150 kg
- ▶ hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů
- ▶ obličejový otvor s krytem v základní verzi
- ▶ velký výběr volitelného příslušenství, široký výběr barev
- ▶ hmotnost dle typu 55–65 kg

ELEKTRICKÉ LEHÁTKO NŮŽKOVÉ – DVOUDÍLNÉ

Polohovatelnost:



ELEKTRICKÉ LEHÁTKO NŮŽKOVÉ – TROJDÍLNÉ

- ▶ středová část polohovatelná do „A“ nebo do „V“ (za příplatek současně do „A“ i do „V“)


Polohovatelnost:



ELEKTRICKÉ LEHÁTKO NŮŽKOVÉ – PĚTIDÍLNÉ

- ▶ středová část polohovatelná do „A“ nebo do „V“ (za příplatek současně do „A“ i do „V“)

Polohovatelnost:



Volitelné příslušenství a vzorník barev [viz str. 60](#)

VOJTOVY STOLY „MADISSON“

Stoly pro aplikaci Vojtovy metody jsou dodávány v jednodílné nebo dvoudílné variantě.

Jsou navrženy tak, aby zajistily dostatek komfortu a místa jak pro pacienta, tak pro terapeuta.

- ▶ tuhá a stabilní konstrukce
- ▶ rozměry: délka 190–200 cm, šířka 90–100 cm (možné upravit dle přání)
- ▶ výška zdvihu nastavitelná elektromotorem (volitelně hydraulicky)
- ▶ nosnost minimálně 170 kg
- ▶ možnost jednodílné i dvoudílné verze
- ▶ u dvoudílné verze hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů
- ▶ široký výběr barev
- ▶ hmotnost dle typu 65–75 kg

VOJTŮV STŮL PÁKOVÝ

- ▶ rozsah zdvihu 54–96 cm regulovaný ručním ovladačem
- ▶ zdvih pomocí elektromotoru
- ▶ bezpečnostní kryt elektromotoru

**VOJTŮV STŮL DVOURAMENNÝ**

- ▶ rozsah zdvihu 45–96 cm regulovaný ručním ovladačem
- ▶ zdvih pomocí elektromotoru



Volitelné příslušenství a vzorník barev [viz str. 60](#)

LEHÁTKA „MADISSON“ S PEVNOU VÝŠKOU

LEHÁTKO S PEVNOU VÝŠKOU

- ▶ rozměry (d × š) 200 × 70 cm, výška 70 cm (možné upravit dle přání)
- ▶ dvoudílná verze, volitelně trojdílná (hlavový, bederní a nožní díl)
- ▶ nosnost minimálně 170 kg
- ▶ hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů
- ▶ volitelné příslušenství, široký výběr barev
- ▶ hmotnost 35 kg



Polohovatelnost:



Volitelné příslušenství

Obličejový otvor s krytem, trojdílná verze, úprava rozměrů – výšky, šířky a délky

LEHÁTKA PRO MAGNETOTERAPII

LEHÁTKO S MAGNETOTERAPEUTICKÝM APLIKÁTOREM

- ▶ speciální terapeutické lehátko určené pro pohodlnou aplikaci magnetoterapie bez složité manipulace s aplikátorem
- ▶ integrovaný magnetoterapeutický aplikátor o průměru 70 cm
- ▶ nový pojezdový systém – snadný posun aplikátoru po celé délce lehátka
- ▶ variabilita – snadná výměna aplikátoru
- ▶ možnost odclonění magnetického pole
- ▶ rozměry (d × š) 200 × 54 cm, výška 60 cm
- ▶ nosnost minimálně 190 kg
- ▶ lehátko lze dodat samostatně k již zakoupenému aplikátoru
- ▶ hmotnost 55 kg



LEHÁTKO DIMAP S MAGNETOTERAPEUTICKÝM APLIKÁTOREM

- ▶ speciální terapeutické lehátko určené pro pohodlnou aplikaci magnetoterapie bez složité manipulace s aplikátorem
- ▶ integrovaný magnetoterapeutický aplikátor o průměru 70 cm
- ▶ nový pojezdový systém – snadný posun aplikátoru po celé délce lehátka
- ▶ variabilita – snadná výměna aplikátoru
- ▶ možnost odclonění magnetického pole
- ▶ rozměry (d × š) 200 × 54 cm, výška 60 cm
- ▶ nosnost minimálně 190 kg
- ▶ lehátko lze dodat samostatně k již zakoupenému aplikátoru
- ▶ hmotnost 55 kg



LEHÁTKA „REGION“

Lehátka „Region“ patří k nejluxusnějším na trhu. Jednou z jejích předností je revoluční „I-skin“ polstrování, které je 9× odolnější vůči mechanickému poškození než klasická koženka a má skvělé hygienické vlastnosti. Zdvih ložné plochy je realizován po vertikále. Vedle komfortního designu jsou tato lehátka zajímavá především vysokou nosností – přes 200 kg. Již v základní výbavě těchto lehátek je velmi obsáhlé příslušenství (speciální rám s kolečky a centrální brzdou, obličejový otvor s krytem, rámový ovladač výšky).

- ▶ luxusní lehátka pro univerzální použití
- ▶ rozměry (d × š) 200 × 69 cm
- ▶ výška zdvihu nastavitelná elektromotorem
- ▶ rozsah zdvihu 46–94 cm regulovaný rámovým ovladačem (nožní pedály přístupné ze všech stran)
- ▶ nosnost přes 200 kg
- ▶ části lehátka polohovatelné pomocí plynové vzpěry
- ▶ revoluční I-skin polstrování s integrační vrstvou – až 9 × odolnější než běžné polstrování
- ▶ neporézní a antibakteriální povrch vyrobený z husté konzistentní nelatexové pěny – snadná údržba a dezinfekce
- ▶ možnost opatřit lehátko posturální drenáží
- ▶ bohatá základní výbava, široký výběr barev
- ▶ hmotnost dle typu 140–170 kg

LEHÁTKO „REGION“ – SEDMIDÍLNÉ

- ▶ podhlavník s područkami a sklopné područky podél střední části v základní výbavě
- ▶ střední část polohovatelná pomocí plynové vzpěry (volitelně pomocí druhého elektromotoru)



Volitelné příslušenství: elektrické polohování střední části (posturální drenáž)

LEHÁTKO „REGION“ – TŘÍDÍLNÉ

- ▶ střední část polohovatelná pomocí plynové vzpěry (volitelně pomocí druhého elektromotoru)



Volitelné příslušenství: elektrické polohování střední části

LEHÁTKO „REGION“ – DVOUDÍLNÉ

- ▶ obličejový otvor po obou stranách
- ▶ jedna část ložné plochy polohovatelná pomocí plynové vzpěry



LEHÁTKA „MONTANA“

- ▶ lehátka pro univerzální použití
- ▶ dvou-, tří-, pěti- a sedmidílná verze (Tatras, Atlas, Alps a Andes)
- ▶ rozměry (d × š) 201 × 69 cm
- ▶ výška zdvihu nastavitelná elektromotorem
- ▶ rozsah zdvihu 49–101 cm regulovaný rámovým ovladačem (nožní pedály přístupné ze všech stran)
- ▶ nosnost min. 200 kg
- ▶ části lehátka polohovatelné pomocí plynové vzpěry
- ▶ bezpečnostní kryt elektromotoru
- ▶ hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů
- ▶ obličejový otvor s krytem v základní verzi
- ▶ možnost výběru lehátka se dvěma nebo čtyřmi kolečky
- ▶ široký výběr barev
- ▶ hmotnost dle typu do 150 kg



LEHÁTKA „TERAPEUTA“

- ▶ lehátka pro univerzální použití
- ▶ dvou-, tří-, pěti- a sedmidílná verze (M-S2, M-S3, M-S5, M-S7)
- ▶ rozměry (d × š) 201 × 69 cm
- ▶ výška zdvihu nastavitelná elektromotorem
- ▶ rozsah zdvihu 49–101 cm regulovaný rámovým ovladačem (nožní pedály přístupné ze všech stran)
- ▶ nosnost min. 200 kg
- ▶ části lehátka polohovatelné pomocí plynové vzpěry
- ▶ bezpečnostní kryt elektromotoru
- ▶ hlavový díl nastavitelný pomocí plynové vzpěry nahoru a dolů
- ▶ obličejový otvor s krytem v základní verzi
- ▶ možnost výběru lehátka se dvěma nebo čtyřmi kolečky
- ▶ široký výběr barev
- ▶ hmotnost dle typu do 150 kg



TRAKČNÍ STOLY A SYSTÉMY

Tato lehátka jsou primárně navržena pro lumbální a cervikální trakci, dále je možné jejich použití pro vyšetřovací a rehabilitační aplikace.

TRAKČNÍ SYSTÉM „DTS“ + TRAKČNÍ JEDNOTKA „TRITON“

- ▶ nejpokročilejší a jedinečná kombinace

TRAKČNÍ SYSTÉM „DTS“

- ▶ rozměry 203 × 71 cm
- ▶ rozsah zdvihu 52–104 cm
- ▶ výška zdvihu nastavitelná elektromotorem
- ▶ nosnost 180 kg
- ▶ trakční jednotka Triton DTS
- ▶ rozsáhlé příslušenství v základní výbavě (trakční jednotka, pásy pro bederní i cervikální trakci, patientské tlačítko, patientská data-karta, podložka pod kolena)



TRAKČNÍ JEDNOTKA „TRITON“

- ▶ jediný a unikátní systém na trhu
- ▶ vzestupné a sestupné trakční kroky
- ▶ barevný digitální displej s vysokým rozlišením
- ▶ natáčecí obrazovka v úhlu 270° pro dokonalou kontrolu probíhající trakce
- ▶ variabilní tah motoru – nastavení rychlosti (30 %, 50 %, 100 %)
- ▶ statické, přerušované a cyklické trakční programy
- ▶ klinické protokoly pro krční a bederní trakci
- ▶ 80 uživatelských programů
- ▶ kompletní anatomický průvodce, který zahrnuje obrázky a obvyklé patologické jevy pro bederní a krční páteř, zápěstí, ruku a boky
- ▶ vestavěný slot pro paměťovou kartu – možnost uložení patientských dat
- ▶ **možnost EMG** – určení aplikované tažné síly
 - zpětná vazba s trakční jednotkou za pomoci elektrod
 - měření svalového napětí
 - standardní příslušenství: patientské kabely pro EMG, 8 ks samolepících elektrod



Základní výbava: patientský dálkový ovladač, patientské čipové data-karty (5 ks)

TTET 220

- rozměry 196 × 71 cm
- výška zdvihu nastavitelná elektromotorem
- rozsah zdvihu 48–96 cm
- nosnost 180 kg




TTFT 200

- rozměry 196 × 71 cm
- pevná výška 81 cm
- nosnost 160 kg



TRAKČNÍ STŮL „MADISSON“

- rozměry 198 × 70 cm (možné upravit dle přání)
- výška zdvihu nastavitelná elektromotorem, rozsah zdvihu 45–96 cm
- možnost verze s pevnou výškou (70 cm)
- nožní díl posuvný o 0–15 cm
- držák trakční jednotky v ceně
- hlavový díl nastavitelný nahoru a dolů pomocí plynové vzpěry



Volitelné příslušenství k trakčním stolům

Trakční jednotky, bederní popruhy, cervikální popruhy, mobilní stojan, podložky. Kompletní příslušenství viz str. 60

TRAKCE A TRAKČNÍ JEDNOTKY

TRAKČNÍ JEDNOTKA „TRITON“

- ▶ jediný a unikátní systém na trhu
- ▶ vzestupné a sestupné trakční kroky
- ▶ barevný digitální displej s vysokým rozlišením
- ▶ natáčecí obrazovka v úhlu 270° pro dokonalou kontrolu probíhající trakce
- ▶ variabilní tah motoru – nastavení rychlosti (30%, 50%, 100%)
- ▶ statické, přerušované a cyklické trakční programy
- ▶ klinické protokoly pro krční a bederní trakci
- ▶ 80 uživatelských programů
- ▶ kompletní anatomický průvodce, který zahrnuje obrázky a obvyklé patologické jevy pro bederní a krční páteř, zápěstí, ruku a boky
- ▶ vestavěný slot pro paměťovou kartu – možnost uložení patientských dat
- ▶ **možnost EMG** – určení aplikované tažné síly
 - zpětná vazba s trakční jednotkou za pomoci elektrod
 - měření svalového napětí
 - standardní příslušenství: patientské kabely pro EMG, 8 ks samolepících elektrod



Základní vybava: patientský dálkový ovladač, patientské čipové data-karty (5 ks)

TRAKČNÍ JEDNOTKA „TRUTRAC“

- ▶ vzestupné a sestupné trakční kroky
- ▶ statické, přerušované a cyklické trakční programy
- ▶ jednoduchá obsluha díky digitálnímu, černobílému displeji s dotykovým ovládáním
- ▶ natáčecí obrazovka v úhlu 270° pro dokonalou kontrolu probíhající trakce
- ▶ 10 přednastavených programů
- ▶ vestavěný slot pro paměťovou kartu – možnost uložení patientských dat



Základní vybava: patientský dálkový ovladač, patientské čipové data-karty (5 ks)

PNEUMATICKÁ BEDERNÍ TRAKČNÍ JEDNOTKA

- ▶ pro rehabilitaci bederní oblasti
- ▶ možnost přizpůsobit velikosti pacienta
- ▶ přenosná taška pro snadný transport
- ▶ nevyžaduje elektrické napájení
- ▶ hmotnost 10 kg
- ▶ maximální trakční napětí až 90 kg



Základní vybava: pumpička s ukazatelem tlaku

PNEUMATICKÁ KRČNÍ TRAKČNÍ JEDNOTKA

- ▶ pro rehabilitaci krční oblasti
- ▶ možnost přizpůsobit velikosti pacienta
- ▶ mobilní provedení
- ▶ nevyžaduje elektrické napájení
- ▶ hmotnost 5 kg
- ▶ maximální trakční napětí až 25 kg



Základní vybava: pumpička s ukazatelem tlaku a fixační pásy

Volitelné příslušenství k lehátkům „Madisson“

Přídavné sklopné područky podél ložné části lehátka, zúžená šířka ložné plochy, rozšířená šířka ložné plochy, kónické zúžení u nohou, kónické zúžení u hlavy, motorové zvedání střední části (pouze pro trojdílná a pětídílná lehátka), polohování střední části do „A“ a do „V“, postranní lišty na fixační popruhy, nožní díl dělený na dvě části, bezpečnostní vypínací skříňka.



4 kolečka (o průměru 100 mm) s centrální brzdou*



Ruční ovladač elektromotoru



Nožní ovladač elektromotoru



Rámový ovladač elektromotoru **



Podhlavník s polohovatelnými područkami




Držák na hygienický papír




Hydraulický zdvih



Podložka – půlválec (délka 55 cm)



Podložka – klín (rozměry 50 x 50 cm, výška 16 cm)



Podložka – válec (délka 55 cm, Ø 15 cm)



Podložka – podkova (rozměry 31 x 33 cm)



Ozdobná lišta „Madisson“



Pánev a lumbální popruhy k trakční jednotce



Mobilní stojan k trakční jednotce




Stolička „TXS“

* u lehátek s nůžkovým zdvihem jsou 2 kolečka zahrnuta v ceně

** u lehátek s nůžkovým zdvihem není možnost volby rámového ovladače

VZORNÍK BAREV LEHÁTEK „MADISSON“



VZORNÍK BAREV LEHÁTEK „REGION“



VZORNÍK BAREV LEHÁTEK „MONTANA“



VZORNÍK BAREV LEHÁTEK „THERAPEUTA“



Barva konstrukcí lehátek „Madisson“ je **standardně bílá** (na přání zákazníka lze objednat jinou barvu dle vzorníku RAL).

Barva konstrukcí lehátek „Region“ je **standardně šedá**.