

Produktový katalog

Wellness a fitness

20

LET S VÁMI

Technika pro zdravotnictví,
rehabilitaci a wellness

www.madisson.cz

› Poslání, vize a mise společnosti

Děláme život pohyblivější!

Naším posláním je přicházet s jedinečnými technologiemi navracejícími lidi k pohybu a aktivnímu životu.

Jako leader na poli dodávek zdravotnické techniky pro rehabilitaci a technologií pro wellness přicházíme s novými trendy a určujeme směr ostatním.

Každoročně rozšíříme sortiment o další novinky a významně navýšíme svůj podíl na trhu tak, abychom stále upevňovali svoji vedoucí pozici v oboru.

Mgr. Robert Vojtíšek, MBA, Executive DBA

zakladatel a ředitel společnosti / CEO



› Motto společnosti

*život
life je pohyb
is motion*



› Obsah katalogu

O společnosti	4
Programy Madisson	5



› Wellness a fitness	125
Suché masážní vany	126
Solární obloha, vyhřívaný masážní stůl	129
Celotělová kryoterapie	130
Komerční wellness zařízení a technologie	132
Privátní wellness – koncept dle Madissonu	144
Podvodní cvičební program Madisson	145

› O společnosti

Společnost **Madisson s.r.o.** působí v oblasti vývoje, výroby, dodávek a servisu techniky pro zdravotnictví a wellness. Byla založena v roce 1999 a od svého počátku realizovala tisíce významných projektů. V současné době patří s nejširší produktovou nabídkou na trhu mezi klíčové dodavatele výrobků a zařízení pro rehabilitaci a wellness.

Nabídka společnosti je profilována do pěti základních kategorií: **přístrojová technika, lehátka a stoly, pokročilé systémy, hydroterapie, wellness a fitness.**


Vedle své vlastní produkce, zastoupené zejména rehabilitačními a vyšetřovacími lehátkami, zakázkovou výrobou nerezových van a nerezových zvedáků spolupracuje společnost Madisson s řadou světových výrobců. Řadu z nich výhradně zastupuje a nabízí rovněž odborný autorizovaný servis.

Společnost Madisson má na českém trhu tisíce referenčních pracovišť z různých oborů. Mezi naše zákazníky patří odborné rehabilitační ústavy, léčebny dlouhodobě nemocných, ústavy sociální péče, domovy pro seniory a další. Významnou skupinou našich zákazníků jsou také lázeňské domy, wellness hotely a obdobná nestátní zdravotnická zařízení. V neposlední řadě společnost Madisson spolupracuje a vybavuje řadu soukromých rehabilitačních pracovišť, sportovních klubů a organizací.

Společnost Madisson má v České republice několik servisních a zákaznických pracovišť. Mezi hlavní patří obchodní a servisní centrála společnosti v Praze, obchodní a servisní pobočka pro Moravu v Boskovicích a servisní pobočka pro Karlovarský kraj v Karlových Varech. Vedle těchto firemních poboček disponuje společnost celorepublikovou servisní sítí, tak aby byl rychlý servis dosažitelný z každého regionu.

Vedle kvalitních technologií a nadstandardních služeb poskytujeme našim klientům osobní a profesionální přístup. Společnost Madisson dlouhodobě udává trend v oblasti rehabilitace a wellness. Naším cílem je vždy nabízet to nejlepší a mít radost ze spokojených a dlouhodobých klientů.

**NAVŠTIVTE NÁŠ
NOVÝ WEB
WWW.MADISSON.CZ**



Společnost Madisson s.r.o. zastupuje, mimo jiné, tyto zahraniční společnosti:



› Programy Madisson

Best-Buy/nejlepší koupě



Konzultujte s námi každý nákup rehabilitační a wellness techniky! Naši odborníci prověří Vaše podmínky a pomohou Vám k nejlepšímu poměru výhod. Nemusíte nakoupit přes nás, ale proč nevyužít lepší podmínky splátek, proč si nenechat doporučit kvalitnější výrobek či službu? Využijte našeho vlivu v oboru!

Prodloužená záruka



10 % z kupní ceny bez DPH – prodloužení záruky o 1 rok a 20 % z kupní ceny bez DPH u záruky prodloužené o 3 roky. V případě uplatnění slevy se částka za prodlouženou záruku počítá z ceny zboží před slevou.

Doporučte nás!



Vzjede z Vašeho doporučení nákup u Madissonu? Dostanete něco pro Vás! Stačí si vybrat!

Výkup starých přístrojů



Využijte „jarní úklid“ po celý rok, za starý přístroj můžete dostat třeba i 30 000 Kč, když si od Madissonu zakoupíte nový přístroj. Nebo Vás zajímá jiný produkt? Tak se zeptejte!

Přístroj za zlomek ceny!

1/5

Líbilo by se Vám zaplatit za elektrické lehátko v hodnotě 20 000 Kč jen 4 000 Kč a měsíčně pak jen 24x 800 Kč a masírovat hned? Nebo chcete nakoupit něco jiného? Tak volejte!

VIP prezentace zdarma



Nechcete čekat na další odbornou výstavu a vidět novinky hned a u Vás? Objednejte si bezplatnou prezentaci a my Vám vše předvedeme!

Zdarma si přístroj vyzkoušejte



Líbila se Vám bezplatná prezentace a toužíte si přístroj pár dní vyzkoušet na VIP klientech či rodině? A chcete to taky zdarma? Tak si o to řekněte!

Věrnost Madissonu!



Za každý nákup od nás něco dostanete. Ptáte se co? To budete koukat! Záleží na čase a typu produktu.

On-line servis



Věděli jste, že až 80 % požadavků vyřešíme po telefonu? Jsme tu pro Vás stále, na telefonu, mailu i facebooku!

Bonus servis



No, a když to nepůjde on-line, tak přijedeme na opravu, a navíc Vám za jedny náklady na cestu můžeme provést PBTK.

Bezplatná doprava, instalace a zaškolení



Věděli jste, že Vám elektronické přístroje zdarma zavezeme a zaškolíme obsluhu?

Pojištění proti krádeži a poškození



Chraňte své investice. Informujte se u prodejce o možnostech připojištění produktu a možnosti zapůjčení náhradního stroje. Jde nám i o Vaše peníze!



Wellness znamená cestu k souladu mysli, duše a těla.

Společnost Madisson s.r.o. se dlouhodobě zabývá výbavou a realizacemi v oblasti wellness. V sortimentu naleznete vše co znáte a možná i něco naprosto nového, protože se snažíme hranice wellness posouvat dál a dál.

Vedle klasických dodávek všech druhů saun, parních kabin, vířivek, Kneippových chodníků, ochlazoven, ledovačů a všeho pro relaxaci a odpočinek dodáváme i nerezové bazény, kryokomory atd.

Nabízená zařízení, která vynikají svou funkčností a nevšedním designem, zprostředkují Vaším klientům neopakovatelný zážitek a ti se k Vám pak budou rádi vracet.



› Wellness a fitness

život
life je pohyb
is motion



› Suché masážní vany

Tato skupina van je určena **k provádění masáže proudem teplé vody, narážejícím na pružnou membránu**. Suché vodní masáže jsou určeny jak pro relaxaci, tak pro rehabilitaci. Jsou využívány zejména v lázeňských a wellness provozech, ale i jako doplněk terapií v rehabilitačních centrech, nemocnicích a sportovních klubech.

Jsou ideální prevencí ochablých svalů a bolestí v oblastech zad a ramen. Pomocí těchto masáží aktivujete metabolismus, pozitivně působíte na oběhový systém, odbouráváte stres, snižujete svalové napětí celého těla a fyzioterapeuti je doporučují jako velmi vhodný doplněk klasických masáží i jako jejich zdatnou náhradu.

Suché masážní vany nevyžadují téměř žádnou hygienickou údržbu. Ušetří Vám také peníze za spotřebu vody a přítomnost personálu během masáže.

MEDI STREAM 3000 – pro intenzivní provoz

Technická specifikace

- › **otočný ovládací panel s dotykovým displejem o velikosti 10,4" s možností výběru umístění na levé nebo pravé straně**
- › možnost výběru pravé nebo levé varianty ovládacích prvků vany dle pozice v místnosti
- › 5 masážních zón
- › 2 pohyblivé masážní trysky
- › možnost nastavení intenzity až do 5 barů
- › **5 variant pohybu trysek = 5 typů masážních technik**
- › suchá masážní vana se zdravotnickou certifikací
- › terapeutická funkce automatického snížení intenzity masáže v oblasti krku
- › přednastavené programy s možností individuálního nastavení
- › zpevněná plocha pro nasedání hůře mobilních pacientů
- › možnost pokročilé individualizace masáže s nahráním na RFID čipovou kartu = programové nastavení dle pohlaví, výšky klienta, typu postavy (volitelně za příplatek)
- › možnost výběru barvy čalounění postranních lišt (4 barvy v ceně – meruňková, modrá, zelená, světle šedá, další dle RAL za příplatek)
- › **možnost umístění loga nebo fotomotivu na opláštění vany (volitelně za příplatek)**
- › nosnost 200 kg
- › kapacita vody 430 l, napájení 230 V / 50 Hz
- › rozměry (d × š × v) 2210 × 1030 × 600 mm
- › hmotnost 180 kg (bez vody)




Personalizace designu vany:
mějte vanu s vlastním logem,
motivem nebo barvou
a buďte jedineční!



UNIKÁTNÍ A ABSOLUTNÍ
INDIVIDUALIZACE MASÁŽE
PODLE KLIENTA

Dotykový displej s pokročilým softwarem

5 možností pohybu masážních trysek



Wellness a fitness

AQUAI

>> technické informace




Technická specifikace

- › 12 trysek rozdělených do 6- ti nezávislých masážních zón
- › možnost nastavení času masáže i jednotlivých zón
- › možnost uložení jednoho vlastního masážního programu
- › **nastavitelnost intenzity trysek v 9 krocích**
- › **6 přednastavených programů**
- › pohotovostní režim pro udržení stanovené teploty vody
- › možnost automatického ohřevu na provozní teplotu
- › chlazení vzduchem – bez nutnosti připojení na vodu a odpadní systém
- › **podsvícení vany 6 barvami – automatické přepínání nebo fixace jedné barvy**

- › podsvícený dotykový displej
- › **možnost provozu na systém programovatelných čipových karet (volitelně)**
- › možnost připojení externího audio zařízení (volitelně)
- › **certifikované zdravotnické zařízení**
- › kapacita vody 220 l
- › napájení 230 V nebo 400 V/50 Hz
- › rozměry (d × š × v) 2370 × 1140 × 700 mm
- › hmotnost 190 kg (bez vody)



SKVĚLÝ POMĚR CENA/VÝKON –
IDEÁLNÍ PRO MENŠÍ PROVOZY!



Zábalová vana „THERMOSPA“

Technická specifikace

- › **vyhřívané vodní lůžko pro kosmetické zábaly případně masáže (vodní řasy, rašelina, bahno, sláma, atd.)**
- › rozměry (d × š × v) 2400 × 1090 × 620–850 mm
- › váha 230 kg (bez vody)
- › objem vody 350 litrů
- › napájení 230 V/50 Hz, 2500 kW

Volitelné příslušenství


- › opláštění vany „Designer“ – výběr z několika možností
- › dvoubarevné opláštění vany – pouze pro „Designer“
- › modul „Concerto“ – muzikoterapie
- › masážní zařízení AquaJet – suchá vodní masáž
- › modul „Aura“ – podsvícení ložné plochy
- › osvětlení opláštění vany – pouze pro „Designer“
- › přístroj pro ohřev materiálu pro zábaly



› Solární obloha, vyhříváný masážní stůl

Solární obloha „SUNSKY 400“

- › jedinečné zařízení pro pohodlné opalování a relaxaci bez pocitu stísněnosti
- › výkonné „lampy“ pro každodenní zatížení – 4 × 400 W
- › systém připevněn ke stropu (nezabírá tedy prostor v místnosti)
- › určeno pro každodenní provoz ve spa a wellness centrech
- › vnější rozměr 2100 × 650 × 285 mm
- › příkon 2200 W, napájení 230 V/50 Hz



Volitelné příslušenství a možnosti:

ovládací panel, závěsný systém na strop

Vyhříváný polohovatelný masážní stůl s minerálním pískem

- › **plynule nastavitelné vytápění**
- › intenzivní hluboká relaxace
- › mírně přetrvávající teplo – systém vyhřívání
- › **dva zvedací sloupce pro výšku a nastavení sklonu**
- › rozsah zdvihu 63–88 cm pomocí ručního ovladače
- › maximální náklon stolu ±16°
- › masážní modul (volitelně)
- › ložná plocha 202 × 72 cm
- › nosnost až 150 kg



› Celotělová kryoterapie

Kryoterapie je metoda, která spočívá v krátkém pobytu uživatele (1–3 minuty) ve velmi nízkých teplotách. Využití celotělové kryoterapie je považováno za jednu z nejefektivnějších možností fyzikální terapie při léčbě revmatologických, ortopedických a kožních onemocnění. Pozitivní účinky kryoterapie byly ověřeny řadou studií. Na rozdíl od konvenčních chladících komor, které využívají tekutý dusík, jsou námi nabízené a doporučované kryokomory vybaveny chladicí jednotkou, která produkuje studený vzduch o teplotě až $-110\text{ }^{\circ}\text{C}$, což je podle řady klinických studií dostatečně nízká teplota pro terapeutické využití. Inovativní technologie umožňuje udržet provozní náklady na minimu.

Nabízíme jednokomorovou, dvukomorovou i tříkomorovou variantu celotělové kryoterapie chlazené vzduchem. Každý kryoterapeutický systém se skládá z kryokomory a chladicí jednotky.

Hlavní výhody kryokomory chlazené vzduchem:

- › plná programovatelnost terapií – načasování procedur
- › on-line kontrola funkcí a nastavení (bez nutnosti příjezdu technika)
- › bez nutnosti řešit logistiku doplňování chladicího média
- › **možnost pohybu v kryokomoře**
- › **opravdu celotělová kryoterapie**
- › německá technologie
- › **suchý chlad (pacienti je lépe snášeni)**
- › nízké provozní náklady
- › **minimální stavební úpravy před montáží**

Indikace

- › revmatické onemocnění
- › kloubní a páteřní problémy
- › chronické bolestivé stavy
- › pooperační stavy
- › sportovní regenerace
- › poruchy centrální aktivity (únavový syndrom, deprese, poruchy spánku)
- › funkční poruchy imunitního systému
- › kožní problémy
- › celulitida

„SAMOZMRAZOVACÍ“ TECHNOLOGIE
BEZ POUŽITÍ
MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ!

Zpracujeme Vám grafické znázornění (3D i půdorys) umístění kryokomory a technologie ve Vašich prostorách.



JEDNOKOMOROVÁ KRYOKABINA

- › vzduchem chlazená celotělová kryokabina pro 1 osobu
- › plná programovatelnost pomocí LCD dotykového displeje nebo chytrého telefonu
- › on-line kontrola funkcí a nastavení
- › bez nutnosti doplňování chladicího média
- › barva kryokabiny bílá (za příplatek dle RAL)
- › celoskleněné dveře
- › teplota uvnitř komory až $-85\text{ }^{\circ}\text{C}$
- › minimální provozní náklady
- › bez nutnosti stavebních úprav
- › vnější rozměry: 1200 × 1200 × 2500 mm



JEDNOKOMOROVÁ KRYOKOMORA

Technická specifikace

- › technologie chlazení vzduchem bez nutnosti použití kapalného média
- › **teplota uvnitř komory až -85 °C**
- › plná programovatelnost pomocí LCD dotykového displeje o velikosti 7" nebo přes tablet
- › **možnost kontroly funkcí a nastavení on-line (bez nutnosti příjezdu technika)**
- › **možnost pohybu v kryokomoře (pro 1–2 pacienty)**
- › integrovaný audio systém
- › barva kryokomory bílá (jiná dle RAL za příplatek)
- › celoskleněné dveře
- › rozměry kryokomory (d × h × v):
 - vnější 1500 × 1500 × 2650 mm
 - vnitřní 1200 × 1200 × 2100 mm



DVOUKOMOROVÁ KRYOKOMORA

Technická specifikace

- › technologie chlazení vzduchem bez nutnosti použití kapalného média
- › dvoukomorový systém skládající se z přípravné a terapeutické komory
- › **teplota uvnitř terapeutické komory až -110 °C**
- › teplota uvnitř přípravné komory až -60 °C
- › plná programovatelnost pomocí kontrolního panelu s dotykovým displejem o velikosti 15"
- › **možnost kontroly funkcí a nastavení on-line (bez nutnosti příjezdu technika)**
- › **možnost pohybu více pacientů v kryokomoře**
- › integrovaný audio systém
- › barva kryokomory bílá (jiná dle RAL za příplatek)
- › celoskleněné dveře



- › rozměry kryokomory (d × h × v):
 - celkové vnější 4200 × 2400 × 2550 mm
 - přípravná komora vnitřní 1600 × 1810 × 2140 mm
 - terapeutická komora vnitřní 1860 × 2100 × 2140 mm

TŘÍKOMOROVÁ KRYOKOMORA

Technická specifikace

- › technologie chlazení vzduchem bez nutnosti použití kapalného média
- › tříkomorový systém skládající se ze dvou přípravných komor a terapeutické komory
- › **teplota uvnitř terapeutické komory až -110 °C**




› Komerční wellness zařízení a technologie

SAUNY

Saunu Vám vyrobíme na míru dle Vašich představ do nejmenšího detailu. Dodáváme sauny pro privátní užití i do veřejných provozů. Mohou být vyrobeny jako samostatné objekty nebo vestavěné. Pro výrobu kabiny používáme pouze materiály vysoké kvality, jako je severský smrk, topol, cedr a hemlock. Vnitřní vybavení sauny doporučujeme provést z africké vrby abachi, jelikož vstřebává jen málo tepla a je tedy pro styk s pokožkou příjemně teplá.

Dle požadavků klienta dodáváme **sauny svojí vlastní produkce** z rukou zkušených českých truhlářů, opatřených německými technologiemi. Pro náročnější klientelu dodáváme německé **sauny KLAFS**, které designově udávají trend v saunářském oboru. Dodáváme jednotlivá řešení i kompletní saunové světy.

V naší nabídce najdete: FINSKÉ, SOLNÉ, INFRA, BIO, BYLINKOVÉ, KONOPNÉ SAUNY a další...




saunové doplňky



Sauny „KLAFS“

LUXUSNÍ PROVEDENÍ
SAUN



Wellness a fitness

PARNÍ LÁZNĚ

Parní lázeň slouží jako prevence onemocnění, přispívá k zotavení a uvolnění. Je to příjemné místo, kde se lze dobře vypotit, podobně jako v sauně, ale za úplně jiných klimatických podmínek. Na rozdíl od klimatu v sauně se u parní lázně jedná o vlhkou teplou lázeň. Vysoká vlhkost vzduchu (až 100 %) vytváří s teplotou (40–55 °C) jedinečné klima, které velmi příznivě působí na lidský organizmus. Parní lázeň dodáváme ve dvou provedeních jako akrylátovou kabinu (pro 1–6 osob) nebo kabinu zhotovenou na míru. Na míru lze zhotovit jakýkoliv tvar a rozměr parní kabiny. Povrchovou úpravu tvoří skleněná mozaika, kámen nebo keramika. Srdcem každé parní kabiny je parogenerátor, který vyvíjí páru. Hlavní funkce generátoru může být doplněna dalšími zařízeními, jako je dávkovací zařízení vonných esencí nebo vytváření solného klimatu. Atmosféru v parní lázni Vám může zpříjemnit i reprodukováná hudba či speciální osvětlení.

V naší nabídce najdete:


AROMA LÁZEŇ, SOLNOU LÁZEŇ, RASUL LÁZEŇ, TEPIDARIUM, LACONIUM, HAMMAM a další...







KNEIPPOVY CHODNÍKY

Kneippův chodník je jedna z vodoléčebných a relaxačních procedur, které využívají střídání teplé a studené vody. Kneippův chodník je tvořen bazénky se studenou a teplou vodou. Teplá voda má okolo 40 °C studená okolo 12 °C. Pozvolna procházíte jednotlivými bazénky, které jsou navíc vyložené malými oblázky. Díky tomu dochází k masírování chodidel zespoda a vlivem střídání teplé a studené vody k prokrvení nohou.



KONCEPT OCHLAZOVÁNÍ

Ledové kašny dokáží velmi příjemně osvěžit mezi jednotlivými návštěvami sauny a jsou vítanou variantou ochlazovacích bazénků, sprch nebo polévacích věder. Záleží na Vás, jakou formu zvolíte.



BAZÉNY A VÍŘIVKY

Bazény a vířivky vyrobené z nerezové oceli spojují možnost individuálního řešení, eleganci, nejvyšší kvalitu a dlouhou životnost. Díky unikátním vlastnostem nerez se bazénová voda snadno udržuje.

U Madissonu naleznete nejen kvalitní produkt a design, ale i celkové řešení. Určující jsou požadavky, představy a možnosti klienta i místo realizace.

Pro Vámi vybraný nerezový bazén nabízíme možnost cirkulace vody pomocí přelivu (komerční nebo privátní provoz) nebo skimmeru (pouze privátní provoz).

U bazénů s přelivem je vodní hladina bazénu v úrovni okolí či výše. Voda přetéká do odběrových žlábků a dále do vyrovnávací nádrže. Cirkulace přes hranu bazénu zajišťuje rovnoměrný sběr nečistot z hladiny. Bazény s přelivným žlábkem jsou designovým řešením pro komerční i privátní bazény. Rozhodnout se můžete i pro přeliv jen na některých stranách bazénu.

Vířivky z nerezového materiálu umožňují dokonalý design, pohodlí a perfektní vodní i vzduchovou masáž. Největší předností nerezové vířivky je především výroba dle individuálních představ klienta. Nabízíme unikátní typy trysek, které Vám zaručí perfektní masáž celého těla. Pro ekonomický provoz izolujeme vířivky PUR pěnou a termoizolačním krytem.

Ať jsou Vaše požadavky jakékoliv, bazény a vířivky od Madissonu je hravě překonají. Stanou se hlavním lákadlem Vašeho zařízení a poskytnou celoroční možnost koupání a relaxace v křišťálově čisté vodě.



Kromě nerezových bazénů a vířivek nabízíme také betonové bazény a vířivky. Vybrat si můžete z několika možností obkladů – skleněnou mozaikou, keramickým obkladem nebo obložení kamenem. Betonový bazén zvládneme zhotovit v téměř jakékoli velikosti či tvaru.





Wellness a fitness





VYHŘÍVANÉ LAVICE A LEHÁTKA

Relaxační lavice se speciálním vyhřívaným keramickým povrchem jsou ergonomicky tvarovány na přání klienta s ohledem na maximální uvolnění svalstva. Poskytují potřebný relaxační efekt po aktivujících procedurách.




› Privátní wellness – koncept dle Madissonu

Privátní intimní wellness, určený zejména pro páry, je velmi trendy pro všechny typy provozů. Jedná se o velmi zajímavý koncept aplikovatelný pro hotelová, lázeňská i „městská“ wellness zařízení. Společnost Madisson vytvořila několik typů těchto provozů závislých na prostorových možnostech a druhu klientely. Nechte si vypracovat profesionální nabídku zohledňující všechny parametry moderních provozů s důrazem na maximální zážitek klientů při splnění všech hygienických kritérií. Nastartujte další možnost služeb a zajímavých výdělků!



Privátní wellness pro dva – naše realizace v Grandhotelu Pupp, Karlovy Vary

Vichy sprchy, sauny pro dva, odpočinková lehátka, vířivky



Wellness a fitness

› Podvodní cvičební program Madisson

ROTOPED

- › nastavitelná madla
- › horizontálně i vertikálně nastavitelné sedlo
- › nastavitelné odporové lopatky
- › pedály
- › výběr z různých druhů dle typu pacientů a výšky vodní hladiny



ELIPTICKÝ TRENAŽÉR

- › pro výšku vodní hladiny 1,27 až 1,57 m



BĚHACÍ PÁS

- › varianta s bradly v 1 nebo 2 úrovních
- › pro výšku vodní hladiny 1,14 až 1,57 m





Jsme tradiční česká společnost,
která je tu pro Vás v oblasti
vývoje, výroby, prodeje,
poradenství a servisu
zdravotnické a wellness techniky.

Jsme držiteli **certifikátu
ISO:13485:2012**, jako osvědčení
o systému zajišťování kvality
v organizaci.

Fotografie v katalogu jsou ilustrační.

MADISSON®

Medical and Wellness Technology

Madisson s. r. o., Soumarská 8, 104 00 Praha 10
tel.: +420 271 743 154, fax: +420 271 743 010
gsm: +420 777 180 412, e-mail: info@madisson.cz

www.madisson.cz

www.madissonshop.cz
(kompletní nabídka spotřebního materiálu)

*život
life je pohyb
is motion*